

シスメックス ウェビナーのご案内

研究用1分子蛍光顕微鏡 HM-1000を
実際にご使用いただいた方の声をライブ配信！
見て、聞いて、質問もできます。

細胞障害は
観察できる？！

オートファジーや
マイトファジーを
撮像してみたい！

もっといろいろな
事例が知りたい！

超解像顕微鏡で
何ができるの？



講演内容

※講演の順番は予告なく入れ替わる場合もございます。ご了承ください。

講演1 研究用1分子蛍光顕微鏡 HM-1000の原理と性能
当社担当者

講演2 Iron loss triggers mitophagy through induction
of mitochondrial ferritin

(細胞内の鉄欠乏がミトコンドリアフェリチンを誘導することによりマイトファジーを誘発する)

副題：障害を受けたミトコンドリアの排除機構を解明し、
マイトファジーの誘導による肝発がん抑制機構を解明する

演者 川崎医科大学 肝胆膵内科学教室

講師 医学博士 **原 裕一**先生

対談 原先生と当社担当者との座談会

※対談中、リアルタイムにチャットで質問を受け付けいたします。

日時 2021年**1月19**日(火)18:30～

本講演はLIVEのみの限定配信 お見逃しなく！

シスメックス ウェビナー 手続きのご案内

入場URL <https://bit.ly/3jnH3E6>



● ウェブセミナーへは上記URLによりアクセス可能です。

！ ブラウザはChromeをご使用ください。  Google Chrome
グーグル・クローム

(Internet Explorerで聴講できません。事前のインストールをお願い致します。)

Chromeのインストールに問題が発生した場合などはnanoreso@sysmex.co.jpまでお問合せください。

◆ご参加までの手順◆



パソコンで参加される場合

- ・ 事前にGoogle Chromeをダウンロードし、Google Chromeで上記「入場URL」にアクセスしてください。
- ・ いつもお使いのブラウザがChromeではない場合は、上記「入場URL」をクリックすると、いつもお使いのブラウザでアクセスしてしまいます。
まずChromeを起動しアドレスバーに上記「入場URL」を貼り付けてアクセスしてください。

➔Google Chromeのダウンロードページ

<https://www.google.co.jp/chrome/browser/desktop/>

■ Chromeをインストールしても入場できない場合

<https://www.cocripo.co.jp/faq?cid=3&did=8>



スマートフォン・タブレットで参加される場合

- ・ 事前に公式アプリをダウンロードし、上記「入場URL」をクリックした後、ココリポウェビナーの公式アプリで開いてください。

➔公式アプリのダウンロードページ

iPhone/iPad版:

<https://itunes.apple.com/jp/app/id1360267622?mt=8>

Android版:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cocripo.webinarviewer&hl=ja>

■ 公式アプリがインストールできない場合

<https://www.cocripo.co.jp/faq?cid=7&did=13>



研究用1分子蛍光顕微鏡 HM-1000

HM-1000はこれまでの蛍光顕微鏡では
得られなかった高空間分解画像を提供します。

仕様	
水平解像度	40 nm 以下 (最高到達分解能23 nm ※) ※ SaraFluor650B(HMSiR)蛍光色素を用いた1分子計測の結果。 最高到達分解能は、用いるサンプルや蛍光色素により異なります。
レーザー	405 nm 固体レーザー、最大出力24 mW 488 nm 固体レーザー、最大出力128 mW 561 nm 固体レーザー、最大出力32 mW 637 nm 固体レーザー、最大出力128 mW
多色画像対応	4色(順次取得)
本体サイズ	幅 690 mm X 奥行 420 mm X 高さ 570 mm
構成品	本体、制御用PC、電源ボックス

◆ 本製品は医療機器ではありませんので、診断に用いることはできません。

製造販売元

シスメックス株式会社

本社 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 〒651-0073

お問い合わせ先

日本・東アジア地域本部 R&I事業推進部

リレーションセンター 神戸市西区室谷1-3-2 〒651-2241 Tel 078-991-2091 Fax 078-997-9976

東京支社 東京都品川区大崎1-2-2 〒141-0032 Tel 03-5434-8556 Fax 03-5434-8557

sysmex-fcm.jp

G2010002 II