


細菌数測定・生死判別用試薬CyStainシリーズ 研究用 CyStain BacCount Total/Viable


フローサイトメトリーと組み合わせ、細菌数を迅速に計数
2種類の蛍光色素を使用することで生菌と死菌を判別可能
多様な細菌に適用可能

CyStain Green
細胞膜透過性



CyStain Red
細胞膜非透過性

生菌



死菌



CyStain Greenは、細胞膜の状態に関わらず全ての細菌(生菌・死菌)のDNAを染色します。
一方、CyStain Redは、細胞膜が損傷した細菌(死菌)のDNAのみを染色します。

CyStain BacCount 製品情報

総細菌数測定用試薬

CyStain BacCount Total kit :

- 5 x 40 µl CyStain Green
- 29 ml CyStain Dilution Buffer

生細菌数測定用試薬(細菌の生死判別)

CyStain BacCount Viable kit :

- 5 x 40 µl CyStain Green
- 5 x 400 µl CyStain Red
- 29 ml CyStain Dilution Buffer



品番	製品名	包装単位	製品説明	希望小売価格(円)
CX507401	05-5008 CyStain BacCount Total	200 tests	総細菌数測定用試薬	70,000
CC618160	05-5028 CyStain BacCount Viable	200 tests	生細菌数測定用試薬(細菌の生死判別)	90,000

希望小売価格は消費税別です。

