


装置を買えば、すぐに実験を始められる！

倍数性解析フローサイトメーター

# スタートアップ応援キャンペーン

2022年6月1日～2023年3月末ご注文分まで



期間中 CyFlow Ploidy Analyserを  
ご注文いただいたお客様に、  
スタートアップに必要な試薬・消耗品を  
もれなくプレゼント！

進呈 **1** 別売装置付属品 (3品)

進呈 **2** 消耗品 (6品)

進呈 **3** 精度管理用コントロールビーズ

購入モデルに合わせてご提供いたします。

進呈 **4** 核DNA量解析用サンプル調製試薬

お好みの試薬を1個あるいは2個お選びいただけます。

倍数性・異数性・ゲノムサイズ解析用フローサイトメーター 研究用

## CyFlow Ploidy Analyser

	品番	製品名	包装単位	希望小売価格(円)
<b>A</b>	CC994237	CY-S-3039_V1 CYFLOW PLOIDY	UV-LED - 365 nm, 1パラメーター	3,880,000
<b>B</b>	AN834999	CY-S-3039_V2 CYFLOW PLOIDY	532 nm 30 mW green laser, 2パラメーター	4,500,000
<b>C</b>	BG111836	CY-S-3039_V3 CYFLOW PLOIDY	UV-LED - 365 nm, 532 nm 30 mW green laser, 2パラメーター	4,800,000

※希望小売価格は消費税別です。

お問い合わせ先: cell\_analysis@sysmex.co.jp

詳細は裏面をご覧ください



## 1 別売装置付属品(3品)

品番	製品名	包装単位	製品説明
CJ100861	06-500-1040 KEYBOARD	1個	PC用キーボード
BV637599	06-500-1041 MOUSE	1個	PC用マウス
AE089687	04-004-1000 Inline Filter for Sheath	10個	シース液ボトル用交換フィルター

## 2 消耗品(6品)

品番	製品名	包装単位	製品説明
CG974836	CyFlow SHEATH	10 L	シース液
AE454494	04-4009_R Cleaning Solution	250 ml	洗浄液
BK728861	04-4010_R Decontamination Solution	250 ml	除染液
AU668623	04-4012_R Hypochlorite Solution	250 ml	次亜塩素酸水溶液
CB632918	04-2000 Sample Tubes 3.5 ml	500本	3.5 ml サンプルチューブ
	CellTrics 10、20、30、50、100、150 μm*	各250個	未滅菌セルストレイナー

\* お好きなサイズをお選びいただけます。

## 3 精度管理用コントロールビーズ (購入モデルに合わせてご提供いたします)

品番	製品名	包装単位	製品説明
BY978539	05-4022 Calibration Beads UV	1.5 ml	キャリブレーションビーズ2.5 μm, UV
AE733976	05-4006_R Green Calibration beads	200 tests, 2 ml	キャリブレーションビーズ, Green laser

- A** CY-S-3039\_V1 CYFLOW PLOIDYの場合：05-4022 Calibration Beads UV
- B** CY-S-3039\_V2 CYFLOW PLOIDYの場合：05-4006\_R Green Calibration beads
- C** CY-S-3039\_V3 CYFLOW PLOIDYの場合：05-4022 Calibration Beads UV 及び 05-4006\_R Green Calibration beads

## 4 核DNA量解析用サンプル調製試薬 (お好みの試薬を1個あるいは2個お選びいただけます)

品番	製品名	包装単位	製品説明
AF009546	05-5002 Cystain UV Precise P	250 tests	DAPI染色による植物細胞核染色用2ステップ試薬(強酸性)
CK250398	05-5003 Cystain UV Precise T	250 tests	DAPI染色による核染色用2ステップ試薬(弱酸性)
BF518636	Cystain UV OxProtect	250 tests	DAPI染色による植物細胞核染色用1ステップ試薬(中性)
BH251553	05-5022 Cystain PI Absolute P	250 tests	PI染色による植物細胞核染色用2ステップ試薬(強酸性)
AN695184	05-5023 Cystain PI Absolute T	250 tests	PI染色による核染色用2ステップ試薬(弱酸性)
BG488498	Cystain PI OxProtect	250 tests	PI染色による植物細胞核染色用1ステップ試薬(中性)

- A** CY-S-3039\_V1 CYFLOW PLOIDY
  - B** CY-S-3039\_V2 CYFLOW PLOIDY
  - C** CY-S-3039\_V3 CYFLOW PLOIDY
- 上表から **1個** 選択できます。
- 上表から **2個** 選択できます。

※ 本製品は研究用であり、診断に用いることはできません。  
 ※ 本内容は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

製造販売元

**シスメックス株式会社**

日本・東アジア地域本部 R&I営業推進部

ソリューションセンター 神戸市西区室谷1-3-2 〒651-2241

東京支社 東京都品川区大崎1-2-2 〒141-0032

systemx-fcm.jp



お問合せ先

取扱店



注：活動及びサイトの適用範囲は規格により異なります。  
 詳細は www.tuv.com の ID 0910589004 を参照。  
 Note: Scope of sites and activities vary depending on the standard.  
 For details, refer to the ID 0910589004 at www.tuv.com



\*外観、仕様等については改良のため予告なしに変更することがあります。